

**INDICACIONES DE USO**

El kit para la conexión y desconexión de Catéter se utiliza durante el proceso de diálisis y hemodiálisis, es un paquete utilizado para la curación en la conexión y desconexión de Catéter.

**DESCRIPCIÓN**

Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado médico transparente en una de sus caras y papel en la otra cara. Está dividido en dos partes mediante un sello para separar el producto, la primera parte que es para conexión y una segunda parte para la desconexión, estas partes se encuentran identificadas mediante una etiqueta que contiene los datos de cada kit.

**CONTENIDO****Conexión de Catéter**

4 Guantes para Exploración  
10 Esponjas de Gasas 7.5 cm x 5.0 cm  
1 Jeringas de 5 ml sin Aguja  
1 Jeringa de 3 ml sin Aguja  
1 Campo de tela absorbente de 30.0 cm x 40.0 cm  
1 Parche de 10.0 cm x 9.0 cm  
1 Esponja antimicrobial IV de 5.0 cm x 5.0 cm

**Desconexión de Catéter**

2 Guantes para Exploración  
3 Esponjas de Gasa 7.5 cm x 5.0 cm  
1 Esponja de Gasa 10.0 cm x 10.0 cm  
2 Tapones Luer para Catéter  
1 Apósito con adhesivo impermeable para Catéter de 10.0 cm x 14.0 cm

**PRESENTACIÓN**

Caja con 60 piezas

**REGISTRO**

Reg. No. 0530C2011 SSA

**PRECAUCIONES**

No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa.  
Manténgase en un lugar seco.  
Equipo desechable de un solo uso.  
Protéjase de los rayos directos del sol.