

**GUANTE DE LÁTEX PARA EXPLORACIÓN
NO ESTÉRIL TALLA M**

| | | |
|----------------------------|---|--|
| INDICACIONES DE USO | El Guante para Exploración o de Examen, se utiliza en exploración médica, diagnóstico, procedimientos terapéuticos y en el manejo de material médico contaminado. | |
| DESCRIPCIÓN | Guante de Látex para Exploración bajo en polvo, Tipo II Subtipo A, ambidiestro, bajo en proteínas, es una prenda desechable fabricada de látex de caucho natural que cubre y protege la mano para propósitos médicos, proporciona una barrera en contra de materiales potencialmente infecciosos u otros contaminantes. | |
| INFORMACIÓN TÉCNICA | <p>Estéril Atóxico Bajo en Polvo Contenido 100 Proteínas pg/dm² A.Q.L. 2.5</p> <p>ANTES DE ENVEJECER Tensión Mínima MPa 18 Modulo al 500 % Máximo 5.5 MPA Ruptura de Elongación Mínimo 650 %</p> | <p>Grosor Dedos .08 Grosor Palma .08 -Ancho (+/- 10 mm) 95 Mínimo Largo 230 Libre de Hoyos, Fisuras, Arrugas</p> <p>DESPUES DE ENVEJECER Tensión Mínima MPa 14 Ruptura de Elongación Mínimo 500 %</p> |
| CONTENIDO | 1 Dispensador de Cartón caple con 100 Guantes de Látex M, No estériles a Granel | |
| PRESENTACIÓN | Caja con 10 dispensadores | |
| REGISTRO | Reg. No. 1473C2012 SSA | |
| PRECAUCIONES | <p>No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa o después de su fecha de caducidad. Consérvese en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol. Este producto contiene látex natural, las personas con piel sensible pueden experimentar alguna reacción alérgica al usarlo. En caso de que esto suceda consulte a su médico. Este producto sirve como barrera biológica y no como barrera química.</p> | |