

**INDICACIONES DE USO**

El kit para la conexión y desconexión de Fistula se utiliza durante el proceso de diálisis y hemodiálisis, es un paquete utilizado para la curación en la conexión y desconexión de Fistula.

**DESCRIPCIÓN**

Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado médico transparente en una de sus caras y papel en la otra cara. Está dividido en dos partes mediante un sello para separar el producto, la primera parte que es para conexión y una segunda parte para la desconexión, estas partes se encuentran identificadas mediante una etiqueta que contiene los datos de cada kit.

**CONTENIDO****Conexión de Fistula**

2 Guantes para Exploración  
5 Esponjas de Gasas 7.5 cm x 5.0 cm  
4 Campo de tela absorbente de 35.0 cm x 40.0 cm

**Desconexión de Fistula**

2 Guantes para Exploración  
6 Esponjas de Gasa 7.5 cm x 5.0 cm  
2 Apósito Ovales o Circulare

**PRESENTACIÓN**

Caja con 90 piezas

**REGISTRO**

Reg. No. 0531C2011 SSA

**PRECAUCIONES**

No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa.  
Manténgase en un lugar seco.  
Equipo desechable de un solo uso.  
Protéjase de los rayos directos del sol