

**GUANTE DE LÁTEX PARA CIRUGÍA
ESTÉRIL TALLA 7**

| | | |
|----------------------------|---|--|
| INDICACIONES DE USO | El Guante de Látex para Cirugía se utiliza en las intervenciones o procedimientos Quirúrgicos. | |
| DESCRIPCIÓN | Guante de Látex para Cirugía o Quirúrgico Estéril, bajo en polvo, Tipo I Subtipo A, grado U.S.P., es una prenda desechable fabricada de látex de caucho natural que cubre y protege la mano para propósitos médicos, proporciona una barrera en contra de materiales potencialmente infecciosos u otros contaminantes. Son de alta sensibilidad al tacto, lubricados con polvo absorbente, comfortable, seguro, texturizados, Atóxicos y bajo en proteínas. | |
| INFORMACIÓN TÉCNICA | <p>Estéril Atoxico Bajo en Polvo Contenido 100 Proteínas pg/dm² A.Q.L. 1.5 Ancho (+/- 6 mm) 89</p> <p>ANTES DE ENVEJECER Tensión Mínima MPa 24 Modulo 5.5 Máximo 500 Ruptura de Elongación Mínimo 750 %</p> | <p>Grosor Dedos .10 Grosor Palma .10 Antebrazo .10 Mínimo Largo 265 Libre de Hoyos, Fisuras, Arrugas</p> <p>DESPUES DE ENVEJECER Tensión Mínima MPa 18 Ruptura de Elongación Mínimo 560 %</p> |
| CONTENIDO | 1 Par de Guantes de Cirugía talla 7 Estéril, en cartera de papel grado médico, empacado a su vez en una bolsa de papel grado médico y/o en un sobre de papel y film. | |
| PRESENTACIÓN | Caja con 50 pares | |
| REGISTRO | Reg. No. 1474C2012 SSA | |
| PRECAUCIONES | <p>No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa o después de su fecha de caducidad. Consérvese en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol. Este producto contiene látex natural, las personas con piel sensible pueden experimentar alguna reacción alérgica al usarlo. En caso de que esto suceda consulte a su médico. Este producto sirve como barrera biológica y no como barrera química.</p> | |