

<b>INDICACIONES DE USO</b>	El kit se utiliza en la venopunción del paciente y auxiliar en la instalación de catéter venoso central.
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado medico transparente en una de sus caras y papel en la otra, sello térmico aproximadamente de 1.5 cm. Se encuentra identificado mediante una etiqueta autoadherible o una impresión a tinta en la cara que indica el contenido y nombre del kit
<b>CONTENIDO</b>	2 Guantes para Exploración 1 Cubre bocas 1 Toallita con Gluconato de Clorhexidina al %2 2 Esponjas de Gasas de 7.5 cm x 5.0 cm 1 Ligadura plana 1 Etiqueta de identificación 1 Apósito transparente IV de 6 cm x 8 cm
<b>PRESENTACIÓN</b>	Caja con 200 piezas
<b>REGISTRO</b>	Reg. No. 1490C2019 SSA
<b>PRECAUCIONES</b>	No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa. Manténgase en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol.