



- KIT CONEXIÓN Y DESCONEXION DE CATETER CC-CD
- KIT CONEXIÓN Y DESCONEXION DE CATETER CC-CD1-
- KIT CONEXIÓN Y DESCONEXION DE CATETER CC-CD3-
- KIT CONEXIÓN Y DESCONEXION DE CATETER CC-CD4-
- KIT CONEXIÓN Y DESCONEXION DE CATETER CC-CD5-
- KIT CONEXIÓN Y DESCONEXION DE FISTULA FC-FD
- KIT CONEXIÓN Y DESCONEXION DE FISTULA FC-FD1-
- KIT CONEXIÓN Y DESCONEXION DE FISTULA FC-FD3-
- VENOKIT ADULTO T-C
- VENOKIT ADULTO A-C
- VENOKIT ADULTO T-A
- VENOKIT PEDIATRICO T-C
- VENOKIT PEDIATRICO A-C
- VENOKIT PEDIATRICO T-A
- VENOKIT NEONATO
- VENOKIT B

KITS DE ENFERMERÍA

Nuestros kits son productos de gran utilidad y seguridad, la elección del contenido de cada KIT se realizó de acuerdo con investigaciones en diferentes clínicas, de estas investigaciones se determinó los componentes necesarios y sus cantidades. Cada artículo que contiene el equipo es seleccionado y revisado por nuestro departamento de Aseguramiento de calidad y en apego a las normas nacionales e internacionales.

Nuestros cuartos limpios de fabricación, ensamble y acondicionamiento son ISO clase 9 y periódicamente son validados y verificados por diferentes laboratorios certificados y autoridades como la COFEPRIS. Nuestro compromiso con los clientes es mejorar su calidad de vida, brindándoles nuestros productos avalados con certificados internacionales.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Buenas prácticas de manufactura por la COFEPRIS
ISO 9001:2015
ISO 13485:2016



www.eq-gdl.com.mx

Justo Sierra # 508, Col. Agua Blanca Industrial,
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45235

(33) 36 31 7456 (33) 36 31 7446
info@eq-gdl.com.mx

INDICACIONES DE USO	El kit para la conexión y desconexión de Catéter se utiliza durante el proceso de diálisis y hemodiálisis, es un paquete utilizado para la curación en la conexión y desconexión de Catéter.
DESCRIPCIÓN	Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado médico transparente en una de sus caras y papel en la otra cara. Está dividido en dos partes mediante un sello para separar el producto, la primera parte que es para conexión y una segunda parte para la desconexión, estas partes se encuentran identificadas mediante una etiqueta que contiene los datos de cada kit.
CONTENIDO	<p>Conexión de Catéter</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 Guantes para Exploración 9 Esponjas de Gasas 7.5 cm x 5.0 cm 2 Jeringas de 3 ml sin Aguja 1 Campo de tela absorbente de 30.0 cm x 40.0 cm 1 Parche de 10.0 cm x 9.0 cm 1 Esponja Antimicrobial IV de 5.0 cm x 5.0 cm <p>Desconexión de Catéter</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Guantes para Exploración 5 Esponjas de Gasa 7.5 cm x 5.0 cm 1 Esponja de Gasa 10.0 cm x 10.0 cm 2 Tapones Luer para Catéter
PRESENTACIÓN	Caja con 75 piezas
REGISTRO	Reg. No. 0530C2011 SSA
PRECAUCIONES	<p>No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa. Manténgase en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol</p>

INDICACIONES DE USO

El kit para la conexión y desconexión de Catéter se utiliza durante el proceso de diálisis y hemodiálisis, es un paquete utilizado para la curación en la conexión y desconexión de Catéter.

DESCRIPCIÓN

Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado médico transparente en una de sus caras y papel en la otra cara. Está dividido en dos partes mediante un sello para separar el producto, la primera parte que es para conexión y una segunda parte para la desconexión, estas partes se encuentran identificadas mediante una etiqueta que contiene los datos de cada kit.

CONTENIDO**Conexión de Catéter**

4 Guantes para Exploración
8 Esponjas de Gasas 7.5 cm x 5.0 cm
2 Jeringas de 3 ml sin Aguja
1 Campo de tela absorbente de 30.0 cm x 40.0 cm

Desconexión de Catéter

2 Guantes para Exploración
5 Esponjas de Gasa 7.5 cm x 5.0 cm
1 Esponja de Gasa 10.0 cm x 10.0 cm
2 Tapones Luer para Catéter
1 Apósito especial para Catéter 10.0 cm x 14.0 cm

PRESENTACIÓN

Caja con 75 piezas

REGISTRO

Reg. No. 0530C2011 SSA

PRECAUCIONES

No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa.
Manténgase en un lugar seco.
Equipo desechable de un solo uso.
Protéjase de los rayos directos del sol.

INDICACIONES DE USO

El kit para la conexión y desconexión de Catéter se utiliza durante el proceso de diálisis y hemodiálisis, es un paquete utilizado para la curación en la conexión y desconexión de Catéter.

DESCRIPCIÓN

Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado médico transparente en una de sus caras y papel en la otra cara. Está dividido en dos partes mediante un sello para separar el producto, la primera parte que es para conexión y una segunda parte para la desconexión, estas partes se encuentran identificadas mediante una etiqueta que contiene los datos de cada kit.

CONTENIDO**Conexión de Catéter**

4 Guantes para Exploración
10 Esponjas de Gasas 7.5 cm x 5.0 cm
2 Jeringas de 3 ml sin Aguja
1 Campo de tela absorbente de 30.0 cm x 40.0 cm

Desconexión de Catéter

2 Guantes para Exploración
5 Esponjas de Gasa 7.5 cm x 5.0 cm
1 Esponja de Gasa 10.0 cm x 10.0 cm
2 Tapones Luer para Catéter
1 Apósito con adhesivo impermeable para Catéter 10.0 cm x 14.0 cm

PRESENTACIÓN

Caja con 75 piezas

REGISTRO

Reg. No. 0530C2011 SSA

PRECAUCIONES

No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa.
Manténgase en un lugar seco.
Equipo desechable de un solo uso.
Protéjase de los rayos directos del sol.

INDICACIONES DE USO

El kit para la conexión y desconexión de Catéter se utiliza durante el proceso de diálisis y hemodiálisis, es un paquete utilizado para la curación en la conexión y desconexión de Catéter.

DESCRIPCIÓN

Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado médico transparente en una de sus caras y papel en la otra cara. Está dividido en dos partes mediante un sello para separar el producto, la primera parte que es para conexión y una segunda parte para la desconexión, estas partes se encuentran identificadas mediante una etiqueta que contiene los datos de cada kit.

CONTENIDO**Conexión de Catéter**

4 Guantes para Exploración
7 Esponjas de Gasas 7.5 cm x 5.0 cm
1 Jeringas de 5 ml sin Aguja
1 Jeringa de 20 ml sin Aguja
1 Campo de tela absorbente de 30.0 cm x 40.0 cm
1 Parche de 10.0 cm x 9.0 cm
1 Esponja antimicrobial IV de 5.0 cm x 5.0 cm

Desconexión de Catéter

2 Guantes para Exploración
3 Esponjas de Gasa 7.5 cm x 5.0 cm
1 Esponja de Gasa 10.0 cm x 10.0 cm
2 Tapones Luer para Catéter
1 Apósito especial para Catéter 10.0 cm x 15.0 cm
1 Jeringa de 5 ml sin Aguja

PRESENTACIÓN

Caja con 60 piezas

REGISTRO

Reg. No. 0530C2011 SSA

PRECAUCIONES

No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa.
Manténgase en un lugar seco.
Equipo desechable de un solo uso.
Protéjase de los rayos directos del sol.

INDICACIONES DE USO

El kit para la conexión y desconexión de Catéter se utiliza durante el proceso de diálisis y hemodiálisis, es un paquete utilizado para la curación en la conexión y desconexión de Catéter.

DESCRIPCIÓN

Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado médico transparente en una de sus caras y papel en la otra cara. Está dividido en dos partes mediante un sello para separar el producto, la primera parte que es para conexión y una segunda parte para la desconexión, estas partes se encuentran identificadas mediante una etiqueta que contiene los datos de cada kit.

CONTENIDO**Conexión de Catéter**

4 Guantes para Exploración
10 Esponjas de Gasas 7.5 cm x 5.0 cm
1 Jeringas de 5 ml sin Aguja
1 Jeringa de 3 ml sin Aguja
1 Campo de tela absorbente de 30.0 cm x 40.0 cm
1 Parche de 10.0 cm x 9.0 cm
1 Esponja antimicrobial IV de 5.0 cm x 5.0 cm

Desconexión de Catéter

2 Guantes para Exploración
3 Esponjas de Gasa 7.5 cm x 5.0 cm
1 Esponja de Gasa 10.0 cm x 10.0 cm
2 Tapones Luer para Catéter
1 Apósito con adhesivo impermeable para Catéter de 10.0 cm x 14.0 cm

PRESENTACIÓN

Caja con 60 piezas

REGISTRO

Reg. No. 0530C2011 SSA

PRECAUCIONES

No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa.
Manténgase en un lugar seco.
Equipo desechable de un solo uso.
Protéjase de los rayos directos del sol.

INDICACIONES DE USO

El kit para la conexión y desconexión de Fistula se utiliza durante el proceso de diálisis y hemodiálisis, es un paquete utilizado para la curación en la conexión y desconexión de Fistula.

DESCRIPCIÓN

Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado médico transparente en una de sus caras y papel en la otra cara. Está dividido en dos partes mediante un sello para separar el producto, la primera parte que es para conexión y una segunda parte para la desconexión, estas partes se encuentran identificadas mediante una etiqueta que contiene los datos de cada kit.

CONTENIDO**Conexión de Fistula**

2 Guantes para Exploración
5 Esponjas de Gasas 7.5 cm x 5.0 cm
1 Campo de tela absorbente de 35.0 cm x 40.0 cm

Desconexión de Fistula

2 Guantes para Exploración
6 Esponjas de Gasa 7.5 cm x 5.0 cm
2 Apósito Ovals o Circulares

PRESENTACIÓN

Caja con 125 piezas

REGISTRO

Reg. No. 0531C2011 SSA

PRECAUCIONES

No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa.
Manténgase en un lugar seco.
Equipo desechable de un solo uso.
Protéjase de los rayos directos del sol

INDICACIONES DE USO

El kit para la conexión y desconexión de Fistula se utiliza durante el proceso de diálisis y hemodiálisis, es un paquete utilizado para la curación en la conexión y desconexión de Fistula.

DESCRIPCIÓN

Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado médico transparente en una de sus caras y papel en la otra cara. Está dividido en dos partes mediante un sello para separar el producto, la primera parte que es para conexión y una segunda parte para la desconexión, estas partes se encuentran identificadas mediante una etiqueta que contiene los datos de cada kit.

CONTENIDO**Conexión de Fistula**

2 Guantes para Exploración
5 Esponjas de Gasas 7.5 cm x 5.0 cm
2 Campo de tela absorbente de 35.0 cm x 40.0 cm

Desconexión de Fistula

2 Guantes para Exploración
6 Esponjas de Gasa 7.5 cm x 5.0 cm
2 Apósito Ovals o Circulares

PRESENTACIÓN

Caja con 125 piezas

REGISTRO

Reg. No. 0531C2011 SSA

PRECAUCIONES

No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa.
Manténgase en un lugar seco.
Equipo desechable de un solo uso.
Protéjase de los rayos directos del sol

INDICACIONES DE USO

El kit para la conexión y desconexión de Fistula se utiliza durante el proceso de diálisis y hemodiálisis, es un paquete utilizado para la curación en la conexión y desconexión de Fistula.

DESCRIPCIÓN

Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado médico transparente en una de sus caras y papel en la otra cara. Está dividido en dos partes mediante un sello para separar el producto, la primera parte que es para conexión y una segunda parte para la desconexión, estas partes se encuentran identificadas mediante una etiqueta que contiene los datos de cada kit.

CONTENIDO**Conexión de Fistula**

2 Guantes para Exploración
5 Esponjas de Gasas 7.5 cm x 5.0 cm
4 Campo de tela absorbente de 35.0 cm x 40.0 cm

Desconexión de Fistula

2 Guantes para Exploración
6 Esponjas de Gasa 7.5 cm x 5.0 cm
2 Apósito Ovales o Circulare

PRESENTACIÓN

Caja con 90 piezas

REGISTRO

Reg. No. 0531C2011 SSA

PRECAUCIONES

No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa.
Manténgase en un lugar seco.
Equipo desechable de un solo uso.
Protéjase de los rayos directos del sol

INDICACIONES DE USO	El kit se utiliza en la venopunción del paciente y auxiliar en la instalación de catéter venoso central.
DESCRIPCIÓN	Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado medico transparente en una de sus caras y papel en la otra, sello térmico aproximadamente de 1.5 cm. Se encuentra identificado mediante una etiqueta autoadherible o una impresión a tinta en la cara que indica el contenido y nombre del kit.
CONTENIDO	2 Guantes para Exploración 1 Cubre bocas 1 Toallita con Gluconato de Clorhexidina al %2 2 Esponjas de Gasas de 7.5 cm x 5.0 cm 1 Ligadura plana 1 Etiqueta de identificación 1 Apósito transparente IV de 7 cm x 9 cm
PRESENTACIÓN	Caja con 200 piezas
REGISTRO	Reg. No. 1490C2019 SSA
PRECAUCIONES	No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa. Manténgase en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol.

INDICACIONES DE USO	El kit se utiliza en la venopunción del paciente y auxiliar en la instalación de catéter venoso central.
DESCRIPCIÓN	Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado medico transparente en una de sus caras y papel en la otra, sello térmico aproximadamente de 1.5 cm. Se encuentra identificado mediante una etiqueta autoadherible o una impresión a tinta en la cara que indica el contenido y nombre del kit
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> 2 Guantes para Exploración 1 Cubre bocas 1 Aplicador con Gluconato de Clorhexidina al %2 2 Esponjas de Gasas de 7.5 cm x 5.0 cm 1 Ligadura plana 1 Etiqueta de identificación 1 Apósito transparente IV de 7 cm x 9 cm
PRESENTACIÓN	Caja con 200 piezas
REGISTRO	Reg. No. 1490C2019 SSA
PRECAUCIONES	<p>No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa. Manténgase en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol.</p>

INDICACIONES DE USO	El kit se utiliza en la venopunción del paciente y auxiliar en la instalación de catéter venoso central.
DESCRIPCIÓN	Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado medico transparente en una de sus caras y papel en la otra, sello térmico aproximadamente de 1.5 cm. Se encuentra identificado mediante una etiqueta autoadherible o una impresión a tinta en la cara que indica el contenido y nombre del kit
CONTENIDO	2 Guantes para Exploración 1 Cubre bocas 1 Aplicador con Gluconato de Clorhexidina al 2% 2 Esponjas de Gasas de 7.5 cm x 5.0 cm 1 Ligadura plana 1 Etiqueta de identificación 1 Apósito transparente IV de 7 cm x 9 cm
PRESENTACIÓN	Caja con 200 piezas
REGISTRO	Reg. No. 1490C2019 SSA
PRECAUCIONES	No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa. Manténgase en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol.

INDICACIONES DE USO	El kit se utiliza en la venopunción del paciente y auxiliar en la instalación de catéter venoso central.
DESCRIPCIÓN	Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado medico transparente en una de sus caras y papel en la otra, sello térmico aproximadamente de 1.5 cm. Se encuentra identificado mediante una etiqueta autoadherible o una impresión a tinta en la cara que indica el contenido y nombre del kit
CONTENIDO	2 Guantes para Exploración 1 Cubre bocas 1 Toallita con Gluconato de Clorhexidina al %2 2 Esponjas de Gasas de 7.5 cm x 5.0 cm 1 Ligadura plana 1 Etiqueta de identificación 1 Apósito transparente IV de 6 cm x 8 cm
PRESENTACIÓN	Caja con 200 piezas
REGISTRO	Reg. No. 1490C2019 SSA
PRECAUCIONES	No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa. Manténgase en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol.

INDICACIONES DE USO	El kit se utiliza en la venopunción del paciente y auxiliar en la instalación de catéter venoso central.
DESCRIPCIÓN	Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado medico transparente en una de sus caras y papel en la otra, sello térmico aproximadamente de 1.5 cm. Se encuentra identificado mediante una etiqueta autoadherible o una impresión a tinta en la cara que indica el contenido y nombre del kit
CONTENIDO	2 Guantes para Exploración 1 Cubre bocas 1 Aplicador con Gluconato de Clorhexidina al %2 2 Esponjas de Gasas de 7.5 cm x 5.0 cm 1 Ligadura plana 1 Etiqueta de identificación 1 Apósito transparente IV de 7 cm x 9 cm
PRESENTACIÓN	Caja con 200 piezas
REGISTRO	Reg. No. 1490C2019 SSA
PRECAUCIONES	No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa. Manténgase en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol.

INDICACIONES DE USO	El kit se utiliza en la venopunción del paciente y auxiliar en la instalación de catéter venoso central.
DESCRIPCIÓN	Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado medico transparente en una de sus caras y papel en la otra, sello térmico aproximadamente de 1.5 cm. Se encuentra identificado mediante una etiqueta autoadherible o una impresión a tinta en la cara que indica el contenido y nombre del kit
CONTENIDO	2 Guantes para Exploración 1 Cubre bocas 1 Toallita con Alcohol isopropílico al %70 2 Esponjas de Gasas de 7.5 cm x 5.0 cm 1 Ligadura plana 1 Etiqueta de identificación 1 Apósito transparente IV de 6 cm x 8 cm
PRESENTACIÓN	Caja con 200 piezas
REGISTRO	Reg. No. 1490C2019 SSA
PRECAUCIONES	No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa. Manténgase en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol.

INDICACIONES DE USO

El kit se utiliza en la venopunción del paciente y auxiliar en la instalación de catéter venoso central.

DESCRIPCIÓN

Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado medico transparente en una de sus caras y papel en la otra, sello térmico aproximadamente de 1.5 cm. Se encuentra identificado mediante una etiqueta autoadherible o una impresión a tinta en la cara que indica el contenido y nombre del kit

CONTENIDO

2 Guantes para Exploración
1 Cubre bocas
1 Aplicador con Gluconato de clorhexidina al %2
2 Esponjas de Gasas de 7.5 cm x 5.0 cm
1 Etiqueta de identificación
1 Apósito transparente IV de 4.5 cm x 4.5 cm

PRESENTACIÓN

Caja con 200 piezas

REGISTRO

Reg. No. 1490C2019 SSA

PRECAUCIONES

No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa.
Manténgase en un lugar seco.
Equipo desechable de un solo uso.
Protéjase de los rayos directos del sol.

INDICACIONES DE USO

El kit se utiliza en la venopunción del paciente y auxiliar en la instalación de catéter venoso central.

DESCRIPCIÓN

Es un producto médico, esterilizado por óxido de etileno y desechable el cual se presenta en una bolsa de papel grado medico transparente en una de sus caras y papel en la otra, sello térmico aproximadamente de 1.5 cm. Se encuentra identificado mediante una etiqueta autoadherible o una impresión a tinta en la cara que indica el contenido y nombre del kit

CONTENIDO

2 Guantes para Exploración
1 Cubre bocas
1 Toallita con Alcohol isopropílico al %70
2 Esponjas de Gasas de 7.5 cm x 5.0 cm
1 Ligadura plana
1 Parche oval

PRESENTACIÓN

Caja con 200 piezas

REGISTRO

Reg. No. 1490C2019 SSA

PRECAUCIONES

No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa.
Manténgase en un lugar seco.
Equipo desechable de un solo uso.
Protéjase de los rayos directos del sol.