

**GUANTE DE LÁTEX PARA EXPLORACIÓN
ESTÉRIL TALLA CH**

INDICACIONES DE USO	El Guante para Exploración o de Examen, se utiliza en exploración médica, diagnóstico, procedimientos terapéuticos y en el manejo de material médico contaminado.	
DESCRIPCIÓN	Guante de Látex para Exploración bajo en polvo, Tipo II Subtipo A, ambidiestro, bajo en proteínas, esterilizado por óxido de Etileno, es una prenda desechable fabricada de látex de caucho natural que cubre y protege la mano para propósitos médicos, proporciona una barrera en contra de materiales potencialmente infecciosos u otros contaminantes.	
INFORMACIÓN TÉCNICA	<p>Estéril Atoxico Bajo en Polvo Contenido 100 Proteínas pg/dm² A.Q.L. 2.5</p> <p>ANTES DE ENVEJECER Tensión Mínima MPa 18 Modulo al 500 % Máximo 5.5 MPA Ruptura de Elongación Mínimo 650 %</p>	<p>Grosor Dedos .08 Grosor Palma .08 -Ancho (+/- 10 mm) 80 Mínimo Largo 220 Libre de Hoyos, Fisuras, Arrugas</p> <p>DESPUES DE ENVEJECER Tensión Mínima MPa 14 Ruptura de Elongación Mínimo 500 %</p>
CONTENIDO	1 Guante de Látex para Exploración talla CH, con empaque individual en bolsa de polipropileno transparente impresa en una de sus caras y/o bolsa de papel grado médico.	
PRESENTACIÓN	Caja con 100 piezas	
REGISTRO	Reg. No. 1473C2012 SSA	
PRECAUCIONES	<p>No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa o después de su fecha de caducidad. Consérvese en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol. Este producto contiene látex natural, las personas con piel sensible pueden experimentar alguna reacción alérgica al usarlo. En caso de que esto suceda consulte a su médico. Este producto sirve como barrera biológica y no como barrera química.</p>	