

**GUANTE DE NITRILO PARA EXPLORACIÓN
ESTÉRIL TALLA CH**

INDICACIONES DE USO	<p>Nuestro Guante de Nitrilo se utiliza en la exploración médica, diagnóstico, procedimientos terapéuticos y en el manejo de material médico contaminado. También puede utilizarse en laboratorios y consultorios dentales.</p>	
DESCRIPCIÓN	<p>Guante de Nitrilo para Exploración sin polvo, Tipo I, ambidiestro, esterilizado por óxido de Etileno, es una prenda desechable fabricada de una goma libre de látex, diseñada para cubrir y proteger la mano para propósitos médicos, proporcionando una barrera en contra de materiales potencialmente infecciosos u otros contaminantes, ya que es más resistente a desgarros, cortes, pinchazos, abrasivos y productos químicos. Es un Guante libre de Látex, hipoalérgico y no irritante, esto lo convierte en un producto más seguro para personas alérgicas a la proteína del látex.</p>	
INFORMACIÓN TÉCNICA	<p>Estéril No tóxico Texturizado Libre de polvo A.Q.L. 1.5</p> <p>ANTES DE ENVEJECER Tensión Mínima MPa 14 Ruptura de Elongación Mínimo 500 %</p>	<p>Grosor Dedos .05 Grosor Palma .05 Libre de Hoyos, Fisuras, Arrugas Ancho (+/- 10 mm) 80 Mínimo Largo 230</p> <p>DESPUES DE ENVEJECER Tensión Mínima MPa 14 Ruptura de Elongación mínimo 400 %</p>
CONTENIDO	<p>1 Par de Guantes de Nitrilo para Exploración Estéril talla CH, empacado en bolsa de polipropileno transparente impresa en una de sus caras y/o bolsa de papel grado médico.</p>	
PRESENTACIÓN	<p>Caja con 50 Pares</p>	
REGISTRO	<p>Reg. No. 0074C2019 SSA</p>	
PRECAUCIONES	<p>No se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque ha sufrido ruptura previa o después de su fecha de caducidad. Consérvese en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol. Este producto sirve como barrera biológica y no como barrera química.</p>	