

## GUANTE DE NITRILO PARA EXPLORACIÓN NO ESTÉRIL TALLA CH

### INDICACIONES DE USO

Nuestro Guante de Nitrilo se utiliza en la exploración médica, diagnóstico, procedimientos terapéuticos y en el manejo de material médico contaminado. También puede utilizarse en laboratorios y consultorios dentales.

### DESCRIPCIÓN

Guante de Nitrilo para Exploración sin polvo, Tipo I, ambidiestro, es una prenda desechable fabricada de una goma libre de látex, diseñada para cubrir y proteger la mano para propósitos médicos, proporcionando una barrera en contra de materiales potencialmente infecciosos u otros contaminantes, ya que es más resistente a desgarros, cortes, pinchazos, abrasivos y productos químicos.  
Es un Guante libre de Látex, hipoalérgico y no irritante, esto lo convierte en un producto más seguro para personas alérgicas a la proteína del látex.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

No Estéril  
No tóxico  
Texturizado  
Libre de polvo  
A.Q.L. 1.5

Grosor Dedos .05  
Grosor Palma .05  
Libre de Hoyos, Fisuras, Arrugas  
Ancho (+/- 10 mm) 80  
Mínimo Largo 230

**ANTES DE ENVEJECER**  
Tensión Mínima MPa 14  
Ruptura de Elongación Mínimo 500 %

**DESPUES DE ENVEJECER**  
Tensión Mínima MPa 14  
Ruptura de Elongación mínimo 400 %

### CONTENIDO

1 Dispensador de cartón caple, con 300 Guantes de Nitrilo para Exploración No estériles, a granel talla CH.

### PRESENTACIÓN

Caja con 10 dispensadores.

### REGISTRO

Reg. No. 0074C2019 SSA

### PRECAUCIONES

Consérvese en un lugar seco.  
Equipo desechable de un solo uso.  
Protéjase de los rayos directos del sol.  
Este producto sirve como barrera biológica y no como barrera química.