

**GUANTE DE NITRILO PARA EXPLORACIÓN
NO ESTÉRIL TALLA EXG**

INDICACIONES DE USO	<p>Nuestro Guante de Nitrilo se utiliza en la exploración médica, diagnóstico, procedimientos terapéuticos y en el manejo de material médico contaminado. También puede utilizarse en laboratorios y consultorios dentales.</p>	
DESCRIPCIÓN	<p>Guante de Nitrilo para Exploración sin polvo, Tipo I, ambidiestro, es una prenda desechable fabricada de una goma libre de látex, diseñada para cubrir y proteger la mano para propósitos médicos, proporcionando una barrera en contra de materiales potencialmente infecciosos u otros contaminantes, ya que es más resistente a desgarros, cortes, pinchazos, abrasivos y productos químicos.</p> <p>Es un Guante libre de Látex, hipoalérgico y no irritante, esto lo convierte en un producto más seguro para personas alérgicas a la proteína del látex.</p>	
INFORMACIÓN TÉCNICA	<p>No Estéril No tóxico Texturizado Libre de polvo A.Q.L. 1.5</p> <p>ANTES DE ENVEJECER Tensión Mínima MPa 14 Ruptura de Elongación Mínimo 500 %</p>	<p>Grosor Dedos .05 Grosor Palma .05 Libre de Hoyos, Fisuras, Arrugas Ancho (+/- 10 mm) 120 Mínimo Largo 230</p> <p>DESPUES DE ENVEJECER Tensión Mínima MPa 14 Ruptura de Elongación mínimo 400 %</p>
CONTENIDO	<p>1 Dispensador de cartón caple, con 300 Guantes de Nitrilo para Exploración No estériles, a granel talla EXG.</p>	
PRESENTACIÓN	<p>Caja con 10 dispensadores.</p>	
REGISTRO	<p>Reg. No. 0074C2019 SSA</p>	
PRECAUCIONES	<p>Consérvese en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol. Este producto sirve como barrera biológica y no como barrera química.</p>	