



## ESTERILIZACIÓN

Para Equipos Quirúrgicos, la seguridad es primordial tanto para el personal como para la esterilización, por eso nuestro Objetivo es ofrecer un proceso de esterilización por óxido de etileno (OE) fiable, seguro y eficiente, brindándole a nuestros clientes soluciones flexibles y adaptadas a sus necesidades, garantizando la calidad y la seguridad del proceso.

La esterilización basada en la difusión de gas óxido de etileno o OE, es uno de los procesos de esterilización más eficaz capaz de esterilizar y destruir los microorganismos, garantizando un excelente coeficiente de difusión en los empaques, en lugares de difícil accesibilidad y propagación en los pliegues, así como la no deformación o la no destrucción de los elementos a esterilizar debido a que no altera a las calidades físicas del producto.

La esterilización por óxido de etileno tiene más de 60 años de existencia en el sector médico y farmacéutico, ya que es sin duda, uno de los métodos más efectivo para los productos termosensibles y su eficiencia es todavía más importante ahí donde los métodos tradicionales son limitados.

Concentración del gas, Temperatura de la cámara, Humedad relativa y Tiempo de exposición, son los parámetros claves del método de esterilización durante todo el proceso, y son controlados por personal calificado desde el inicio hasta el final de cada ciclo. Asimismo, nos encargamos siempre de cumplir las normas internacionales más estrictas respetando el medio ambiente.

## CERTIFICADOS DE CALIDAD

Buenas prácticas de manufactura por la COFEPRIS  
ISO 9001:2015  
ISO 13485:2016



[www.eq-gdl.com.mx](http://www.eq-gdl.com.mx)

Justo Sierra # 508, Col. Agua Blanca Industrial,  
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45235

(33) 36 31 7456 (33) 36 31 7446  
info@eq-gdl.com.mx